


【ふくいみまもりSNS】

操作マニュアル ～Android編～

富士通Japan株式会社



版数	発行日	改訂履歴
第1版	2024年2月6日	初版発行

システムを使用する際の留意事項

- ・システムを利用するには初期セットアップが必要です。初期セットアップ手順書をご確認の上、作業を行ってください。
(各手順書：<https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/sns/>)
- ・SNSの操作中にシステムからの警告が表示される場合がありますが、問題ないためそのまま操作を進めてください。
- ・Web会議を使用しない場合とWeb会議を使用する場合でSNSの利用接続先は異なります。
- ・当マニュアルはAndroidから操作する際の手順を示したものです。

1-① ログイン方法

任意のブラウザで下記のURLからログイン画面にアクセスします。
<https://www.humanbridge.net/commucare/>

①登録申請したメールアドレスと
パスワードを入力

HumanBridge SNS

メールアドレス

パスワード

☐ メールアドレスを保存

ログイン

②「ログイン」をタップ

SNSに接続時、証明書選択画面が表示される場合があります。

証明書の選択

アプリChromeから証明書がリクエストされました。証明書を選択すると、今後アプリはサーバーに対してこのIDを利用できるようになります。アプリはリクエストしているサーバーを www.humanbridge.net:443 として識別しましたが、アプリを信頼している場合にのみ、証明書へのアクセス権をアプリに許可してください。

SNS用証明書



CN=SNS_01_C0026,OU=Healthcare
Solution Unit,O=Fujitsu,L=Minato-
ku,ST=Tokyo,C=JP

+ 証明書をインストール

拒否

選択

SNSの証明書を選択し、
「選択」をタップしてください

1-②ログアウト方法

「≡（ナビゲーションメニュー）」から、ログアウトを行います。
みまもりSNS利用後は必ずログアウトを行ってください。



2-① 患者の選択

SNSメモを確認したい患者を選択することで、患者SNS画面が開きます。

The image shows a two-step process for selecting a patient and viewing their SNS page.

Left Screen (Patient Selection):

- Header: 患者 (Patients) | テーマ (Theme)
- Buttons: すべて (All), NEW, ★
- Search bar: 検索 (Search)
- Results: 6件 | 1 (dropdown)
- Item 1 (highlighted with a red box):
 - ふくいみまもり SNS(C0029)
 - テスト カンジャ
 - テスト 患者 (家族あり) 1990年06月01日生 33歳
- Item 2:
 - ふくいみまもり SNS(C0029)
 - テスト カンジャ
 - テスト 患者 (家族なし) 1990年06月01日生 3歳
- Bottom bar: モード切替 (Mode Switch), 医師 (Doctor), 富士通 (Fujitsu), スタッフ (Staff)


Right Screen (Patient SNS Page):

- Header: テスト カンジャ 0 0 1 | ふくいみまもり SNS (仮称) (C0026) | 医師 富士通 管理者
- Content:
 - Item 1: 富士通 管理者 | メモ | 本日は元気そうでした。体調も問題ありません。 (Updated: 2022年10月13日 13:03)
 - Item 2: 富士通 管理者 | メモ | iphoneから書き込みます。 (Updated: 2022年10月13日 13:33)
 - Item 3: 富士通 管理者 | メモ | オフラインモードで記載 (Updated: 2022年10月13日 13:37)
- Bottom bar: + 新規メモを作成 (Create New Memo), 最新のメモへ移動 (Move to Latest Memo)

An orange callout bubble with the text "①患者をタップ" (Tap the patient) points to the first patient entry in the left screen. A blue arrow points from the red box around the first patient entry to the right screen.

2-② フォロー患者機能

定期的に情報を確認したかったり、病状悪化により注視が必要な患者には
フォロー患者機能を使用することで、一覧から患者を探す手間を省くことができます。



2-③ SNSメモの記載

患者に対するメモを記載することが出来ます。
自身で記載したメモは修正することも可能です。（他スタッフが記載したメモは修正できません。）

The screenshot shows the Fujitsu SNS memo app interface. It includes a header with patient information (テスト カンジャ 001, テスト 患者 001) and a doctor's name (医師 富士通 管理者). The main area displays a list of memos. A callout ① points to the bottom navigation bar where the button '+ 新規メモを作成' (Create New Memo) is highlighted. A callout ② points to the text input area of a memo, which contains the text '転倒してしまい、擦りむきました。塗り薬を使いました。' (Fell over and scraped myself. Used ointment). A callout ③ points to the top right corner where the '保存' (Save) button is highlighted. The interface also shows a 'キャンセル' (Cancel) button and a 'テンプレート' (Template) dropdown menu.

①「新規メモを作成」をタップ

②メモ本文を記載

③「保存」をタップ

2-③ SNSメモの記載

メモに対して★マークに5種類の色を付けることが可能です。
他スタッフに注目してもらいたい重要なメモなどにご活用ください。

The screenshot shows the Fujitsu SNS interface for a patient named 'テスト 患者001'. The header includes the patient's name, the facility 'ふくいみまもりSNS (仮称) (C0026)', and the date '2000年01月01日 22歳'. The user is identified as '医師 富士通 管理者'. The main area is for creating a memo, with a 'テンプレート: メモ' dropdown and a text input field containing '倒してしまい、擦りむきました。塗り薬を使用しました。'. A vertical list of five colored stars (grey, red, orange, yellow, green, blue) is shown on the left, with a red box around the red star and an arrow pointing to it. A callout bubble says '① ☆をタップ'. Another callout bubble says '② 色を選択'. At the bottom, a patient list shows two entries for 'ふくいみまもりSNS(C0029)'. The first entry is for 'テスト 患者 (家族あり)' with a 5-star rating. The second entry is for 'テスト 患者 (家族なし)' with a 4-star rating (4 red stars and 1 blue star), which is highlighted with a red box. A callout bubble says '★は患者一覧にも反映されます。'.

① ☆をタップ

② 色を選択

★は患者一覧にも反映されます。

2-④ SNSメモの削除

自身が作成したメモは削除することが可能です。

①「詳細」をタップ

②「削除」をタップ

services.humanbridge.net の内容
メモを削除しますか？

③「OK」をタップ

OK キャンセル

2-⑤ 患者掲示板機能

患者掲示板はSNSメモとは別にケアに関する特記事項などをスタッフ間で共有する機能です。

①ナビゲーションメニューをタップ

②「掲示板」をタップ

③「編集」をタップ

④掲示板本文記載後に「保存」をタップ



3-① テーマSNSの記載

テーマSNSでは患者に関係なく、テーマに沿って他スタッフと広く意見交換をすることが出来ます。
メモの記載方法は患者SNSと同様です。

①「テーマ」をタップ

②閲覧したいテーマをタップ

③患者SNSと同様の操作で
メモの記載・共有が可能