


【ふくいメディカルネット事務局向け】

# ふくいみまもりSNS LiveOn操作手順書 ～Windows編～

富士通Japan株式会社



版数	発行日	改訂履歴
第1版	2024年2月6日	初版発行


## 0.運用イメージ

### 1.スケジュールの起動方法

### 2.会議予定の作成方法

### 3.会議の参加方法

※初めてLiveOnを使う際のみ、インストール作業が発生します。余裕をもって準備していただくことを推奨します。



# 1.スケジュールの起動方法

- ①ログインページの起動
- ②スケジュールの起動

# 1-①.ログインページの起動

VPNに接続して「<http://192.168.140.211/commucare/>」にアクセスします。

**Web会議を使用しない場合とWeb会議を使用する場合でSNSの利用接続先は異なります。**



使用しているブラウザの設定によって、警告メッセージが表示される場合があります。  
セキュリティ上問題ないため以下の手順でメッセージを閉じてください。



「詳細設定」をクリック

「192.168.140.211に進む」をクリック

# 1-②.スケジュールの起動

HumanBridgeSNSにログインし、患者メモを開きます。

The image shows two screenshots of the HumanBridge SNS interface. The first screenshot shows a list of patients with a red box around the patient 'フジツウ カンジャ 富士通 患者' and a callout '①患者をクリック'. The second screenshot shows the patient's profile page with a red box around the 'スケジュール' (Schedule) option in the right-hand menu and a callout '③「スケジュール」をクリック'. A third callout '②☰をクリック' points to the menu icon in the top right of the second screenshot. An orange arrow points from the first screenshot to the second.

①患者をクリック

②☰をクリック

③「スケジュール」をクリック

## 2.会議予定の作成方法

- ①予定日の選択
- ②詳細情報の入力

## 2-①. 予定日の選択

該当患者のスケジュールを開き、予定を作成します。

フジツウ カンジャ  
富士通 患者

ふくいもりSNS(C0029)  
1985年04月02日 38歳

医師

戻る

◀ 2023年12月 ▶

予定追加

日	月	火	水	木	金	土	日
26	27	28	29				
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17				21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31	1	2	3	4	5	6	

① 予定を入りたい日付をクリック

② 「予定追加」をクリック

## 2-②.詳細情報の入力

フジツウ カンジャ  
富士通 患者

ふくいまもりSNS(C0029)  
1985年04月02日 38歳

医師

戻る 予定登録 登録

タイトル (必須) 定例会議

予定日 (必須) 2023/12/06 ※日付形式(YYYYMMDD)で入力してください。

時間 (必須) 13:00 ~ 14:00 ※0000~2359の4桁の数字で入力してください。  
 終日

繰り返し 繰り返しなし 編集 クリア

テレビ会議

訪問者 医師 富士通 看護師  
富士通 訪看

メモ

②該当箇所を入力の上、「登録」をクリック

①「Web会議」にチェック  
※LiveOnWeb会議を行う場合は必ずチェックを入れてください

## 3.会議の参加方法

- ①参加する会議の選択
- ②LiveOnの起動
- ③会議画面について
- ④LiveOnのインストール

# 3-①. 参加する会議の選択

スケジュールから会議に参加します。

①参加する会議の予定をクリック

②「会議参加」をクリック

③利用規約を確認の上、「同意して参加」をクリック


**「会議参加」が押せない場合**  
「会議参加」はVPN接続時用のURLからログインしたときのみ使用できます。クリックできない場合は、接続先URLが正しいか確認してください。

VPN接続時URL  
<http://192.168.140.211/commucare/>


**利用規約**  
テレビ会議システムをご利用いただくには、「利用規約」に同意していただく必要があります。『〇〇におけるテレビ会議システム利用規約』※医師会HPから参照いただけます。をよくお読みいただき、利用規約に同意される場合、「同意して参加」ボタンを選択してください

# 3-②.LiveOnの起動

画面が切り替わり、LiveOnが起動します。



A.メッセージボックスが表示されず、以下の画面が表示された場合



※この画面が表示された場合は、ダウンロードボタンをクリックしてインストールを続行してください。

B.以下のメッセージボックスが表示された場合



②「Downloader5.exeを開く」をクリック  
※クリック後、処理に数分かかる場合があります。  
⇒「3-③.会議画面について」に進んでください

# 3-③.会議画面について

会議画面が起動します。



音量調節バー

マイクのON/OFFを切り替えボタン

カメラのON/OFFを切り替えボタン

会議終了ボタン

# 3-④.LiveOnのインストール

Web会議アプリ「LiveOn」をインストールします。

